



# DC Agent 代理配置说明

## 代理配置

对于家庭或无代理服务器的企业用户，无需进行代理配置，保留默认配置即可。  
鼠标右键 DC Agent 图标，选择“配置”：




主界面 - 代理：




关于代理服务器 IP，以及是否需要登录名密码，请咨询 IT 管理人员。

## 验证

主界面 - 服务 - 服务器连接测试



显示测试成功，则完成代理配置。



若显示测试失败，请检查网络状态，并再次确认代理服务器的 IP 以及用户/密码。

